

## INSTRUCTIE MATERIAALAFNAME

### SOA-DIAGNOSTIEK MAN (urine)

Standaard wordt SOA-diagnostiek op *Neisseria gonorrhoeae* en *Chlamydia trachomatis* d.m.v. Polymerase Chain Reaction (PCR) verricht.  
PCR op *Trichomonas vaginalis* is op aanvraag mogelijk uit hetzelfde materiaal.

#### BENODIGDHEDEN

1. Set SOA-diagnostiek-set man, bevat:
  - a) Buis met groene dop voor 5 ml urine.
  - b) Disposable ballonpipet.
2. Aanvraagformulier LMMI.

#### METHODE

1. Vang 15-20 ml eerste portie urine op (dus geen midstream). De voorafgaande mictie moet langer dan 2 uur geleden zijn.
2. Breng met de disposable ballonpipet 5 ml urine over in de buis.
3. Sluit de buis goed af.
4. Noteer naam en geboortedatum op de buis.
5. Vul het aanvraagformulier in.

#### TRANSPORT EN BEWAARCONDITIES

Het afgenomen materiaal dient tezamen met het aanvraagformulier zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen 24 uur op het *Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten* (adres zie boven) te worden afgeleverd of per post te worden verstuurd naar Antwoordnummer 3003, 8000 WB Zwolle. Verpak het materiaal voor verzending per post met het lekdoekje in de bijbehorende transportblistert en plaats de blister in de safety bag. Verwijder de afdekstrip van de safety bag en sluit deze goed. Stop de safety bag samen met het aanvraagformulier in de blauwe verzendvelop en rits dicht. Bewaar het materiaal tot transport bij kamertemperatuur.

#### VRAGEN?

*Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten*, tel: 038-4243111, [www.isala.nl/lmmi](http://www.isala.nl/lmmi).