

INSTRUCTIE AFNAME KWEKEN MEDEWERKERS

BENODIGD MATERIAAL

MRSA kweeksetje bevat:

Medewerkers:

- a) 3 Wattenstokken
- b) 1 Formulier LMMI
- c) Instructie afname kweken
- d) Retourenveloppe, alleen van toepassing indien kweek in de thuissituatie afgenomen wordt

METHODE

U neemt van de neus twee kweken af.

Het afnemen van een neuskweek:

- met de wattenstok in beide neusgaten, aan de binnenkant van het topje van de neus, de kweek afnemen.

Het afnemen van een keelkweek:

- met de wattenstok achter in de keel, net boven de huid, de kweek afnemen.

Het afnemen van de kweken mag achter elkaar, zonder tussenpoos en met een droge wattenstok.

Invullen formulieren en stokken:

Op het formulier vermelden:

- patiënt informatienummer (indien bekend)
- achternaam
- geboortedatum
- geslacht
- huisadres

Op het buisje van de stok vermelden:

- achternaam
- materiaal

Bij klinische gegevens:

- datum en tijd van afname
- materiaal
- reden van afname

TRANSPORT EN BEWAARCONDITIES

Kweken per medewerker bundelen in een zakje. (geen plakband, nietjes of elastiekjes gebruiken. Het afgenomen materiaal dient naar de ruimte 'afgifte patiëntenmateriaal' van het *Klinisch Chemisch Laboratorium* gebracht te worden, hetzij anders afgesproken. Leg het zakje in de koelkast bestemd voor het *Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten*. Indien de kweken thuis afgenomen worden, verpak het materiaal voor verzending per post met het lekdoekje in de bijbehorende safety bag. Verwijder de afdekstrip van de safety bag en sluit deze goed. Stop de safety bag samen met het aanvraagformulier in de blauwe verzendvelop en rits dicht. Bewaar het materiaal tot transport in de koelkast. Zie ook www.isala.nl/lmmi.

Bij vragen: neem contact op met de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie, doorkiesnummer 4253, 4616, 4104, 4641 of 7308.