




Beknopte gebruiksaanwijzing ECG-kaart

Medewerkers van de Holterkamer van Isala Hartcentrum bekijken uw opnames.
De Holterkamer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur op (038) 424 54 97 of (038) 424 45 06.

Let op: de ECG kaart is geen continue bewaking.

Als u zich niet goed voelt en/of het niet vertrouwt, belt u 112.



Positionering

De ECG kaart wordt geplaatst met het meegeleverde draagkoord, ter hoogte van de derde ribboog.



Opname

Neem een rustige zithouding aan. Druk de ECG kaart op de hoeken stevig op de huid en houdt het stil. Druk nu éénmaal op de knop 'RECORD'. U hoort eerst een pieptoon, gevolgd door melodisch-ritmische tonen. Aan het eind van de opname (na 40 sec.) hoort u een aantal melodische pieptonen.

Verzending opname

De ECG kaart verzendt automatisch de opnames naar de Holterkamer. In het display ziet u het aantal opnames dat op de kaart staan. Als de 0 verschijnt zijn de opnames doorgezonden. U kunt meerdere opnames achter elkaar maken. De kaart zal ze achteraf verzenden.



verzending actief/inactief



aantal opnames



batterij status

Opladen ECG kaart



U kunt het apparaat opladen door de 4 elektroden op de 4 inkepingen te plaatsen van het oplaadstation. Er klinkt een korte pieptoon en een groen lampje gaat branden. Als de batterij volledig is opgeladen ziet u een oranje lampje branden.

Wat levert u weer in?

- het koffertje inclusief de geplastificeerde kaart op de achterkant
- de ECG kaart inclusief de koordjes
- het laadstation
- de stekker