

















NICU / K1-afname voor onderzoek op het LMMI

Materiaal	Verwekkers	Afname materiaal	Hoeveelheid	Verzamelpunt
<u>Bloed</u>	bacteriën en gisten	PEDS bloedkweekfles 	1 - 3 ml	gang
<u>Anus/rectum</u>	bacteriën en gisten	COPAN eSwab 	1 strijk	koelkast
<u>Oor</u>	bacteriën en gisten	COPAN eSwab 	1 strijk	koelkast
<u>Maaginhoud</u>	bacteriën en gisten	steriele container rode dop 	0,5 - 1,0 ml	koelkast
<u>Lijnpunten (drain/catheter)</u>	bacteriën en gisten	steriele container rode dop 	lijnpunt	koelkast
<u>Urine</u>	bacteriën en gisten	steriele container rode dop of overhevelset  of 	v.a. 1 ml	koelkast
<u>Sputum</u>	Respiratoire virussen (voorheen respifinder, w.o. RSV)	trach. steriel sputumreserv. of COPAN eSwab  of 	v.a. 1 ml of 1 strijk	koelkast
	bacteriën en gisten (kweek en Gram-preparaat)	phar. Transwab per nasal of trach. steriel sputumreserv.  of 	v.a. 1 ml of 1 strijk	koelkast
	Chlamydia trachomatis	COPAN eSwab 	swab door slijm halen	koelkast
	Ureaplasma / Mycoplasma	MS UMM transport 	0,2 ml	koelkast
<u>Liquor cerebrospinalis</u>	bacteriën en gisten/viraal	steriele liquorbuis witte dop 	1,5 ml	meteen naar LMMI NIET in koelkast
<u>Feces</u>	bacteriën en gisten/viraal	feces kweekpotje met schepje 	1 schepje	koelkast
<u>Speeksel/Wangslijm</u>	CMV	COPAN eSwab 	1 strijk (20 sec in de mond)	koelkast

Gebruik voor het insturen van het materiaal het aanvraagformulier van het LMMI.

Bij vragen: tel: 3111 (LMMI)

Dit is een onbeheerde kopie. Zie origineel op www.isala.nl/lmmi, printdat. 9 mei 2018