








## Afname voor medisch microbiologische diagnostiek op het LMMI

Materiaal/onderzoek	Afnamemateriaal		Specifieke instructie
<b>Influenza</b>			
sputum	Steriele container rode dop		Als sputumafname niet mogelijk is, stuur dan een keeluitstrijk in.
keeluitstrijk	COPAN eSwab		Steek de wattenstok zo diep mogelijk in de keel, draai de wattenstok rond en beweeg van links naar rechts over de achterwand van de keel.
<b>ESBL/BRMO</b>			
rectumuitstrijk	COPAN eSwab		Steek de wattenstok voorzichtig een klein stukje in het rectum en draai rond, neem uit.
wonduitstrijk	COPAN eSwab		-
urine	Steriele container rode dop		-
<b>MRSA</b>			
2x neusuitstrijk	2x COPAN eSwab		Neem de kweek af met één wattenstok in beide neusgaten, aan de binnenkant van het topje van de neus. Herhaal met tweede wattenstok
2x keeluitstrijk	2x COPAN eSwab		Neem de kweek af met één wattenstok achter in de keel, net boven de huijg. Herhaal met tweede wattenstok.
2x rectumuitstrijk	2x COPAN eSwab		Steek de wattenstok voorzichtig een klein stukje in het rectum en draai rond, neem uit. Herhaal met tweede wattenstok.
1x wonduitstrijk	1x COPAN eSwab		-