

VRE

INSTRUCTIE AFNAME KWEKEN PATIENTEN

BENODIGD MATERIAAL

VRE kweeksetje bevat:

- a) 5 Wattenstokken
- b) 5 Formulieren
- c) Instructie afname kweken
- d) Retourenvelop, alleen van toepassing indien kweek in de thuissituatie afgenomen wordt.

METHODE

Op vijf achtereenvolgende dagen wordt er een anuskweek afgenomen:

Indien de patiënt een stoma heeft, dan dient er een kweek van de feces uit het stoma genomen te worden. Dit kan door met een wattenstok wat feces uit het stoma te nemen.

Het afnemen van een anuskweek:

- Open de verpakking van de wattenstok en zorg ervoor dat u de wattenstok alleen bij het uiteinde met uw handen aanraakt.
- Pak de wattenstok bij het uiteinde uit de verpakking.
- De wattenstok wordt behoedzaam in de anus gebracht.
- Draai de wattenstok voorzichtig rond en verwijder de wattenstok uit de anus.
- Haal het buisje uit de verpakking en verwijder het dopje en plaats de wattenstok in het buisje.
- Breek de wattenstok af en sluit het buisje.

Per materiaal 1 formulier.

Invullen formulieren en stokken:

Op het formulier vermelden:

- patiënt informatienummer (indien bekend)
- achternaam + initialen
- geboortedatum
- geslacht
- huisadres

Op het buisje van de stok vermelden:

- achternaam + initialen
- geboortedatum
- materiaal

Bij klinische gegevens:

- datum en tijd van afname
- materiaal
- reden van afname:,

TRANSPORT EN BEWAARCONDITIES

Patiënt in het ziekenhuis:

Kweken per patiënt bundelen in een zakje. (geen plakband, nietjes of elastiekjes gebruiken). Het afgenomen materiaal dient naar de ruimte 'afgifte patiëntenmateriaal' van de desbetreffende verpleegafdeling of naar de koelkast van het LMMI (V.1.2) gebracht te worden, tenzij anders afgesproken. Leg het zakje in de koelkast bestemd voor het *Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten* (LMMI).

Patiënt in de thuissituatie:

Indien de kweken thuis afgenomen worden, verpak het materiaal voor verzending per post met het lekdoekje in de bijbehorende *safety bag*. Verwijder de afdekstrip van de *safety bag* en sluit deze goed. Stop de *safety bag* samen met het aanvraagformulier in de blauwe verzend envelop en rits dicht.

Bewaar het materiaal tot transport in de koelkast. Zie ook www.isala.nl/lmmi.

Bij vragen: neem contact op met afdeling Infectiepreventie: doorkiesnummer 7808.