

INSTRUCTIE AFNAME KWEKEN

BENODIGD MATERIAAL

ESBL, BRMO kweeksetje bevat:

- a) 1 eSwab wattenstok
- b) 1 laboratorium aanvraagformulier LMMI
- c) Instructie afname kweken
- d) Safety bag
- e) Inlegvel
- f) Blauwe retourenvelop

METHODE

Met de eSwab wattenstok gaat u één rectum (anus) kweek afnemen.

Indien nodig, zijn extra kweekmaterialen toegevoegd voor een urine en/of keelkweek.

- 1) Haal als eerste alleen het buisje, zonder wattenstok, uit de verpakking.
- 2) Noteer voordat u de kweek afneemt uw naam, geboortedatum en afnameplek (rectum) op het buisje.
- 3) Draai de dop van het buisje en leg deze op de kop neer.
- 4) Zet het buisje rechtop klaar. Pas op voor omvallen!
- 5) Neem de wattenstok uit de verpakking.
- 6) Steek de wattenstok voorzichtig een klein stukje in het rectum (anus) en maak een draaiende beweging.
- 7) Steek na afname de wattenstok in het buisje en breek af op de knik (rood streepje).
- 8) Draai de dop goed vast op het buisje.
- 9) Herhaal bovenstaande stappen wanneer extra kweekmateriaal voor aanvullende kweken is toegevoegd. In tabel 2 wordt een instructie weergegeven voor deze aanvullende kweken.

eSwab: zie ook de tekeningen op de achterzijde van de verpakking voor kweekafname.

Tabel 2: Instructie aanvullende kweken indien nodig

Keel	Maak met de wattenstok een draaiende beweging achter in de keel, net boven de huid.
Urine	Vang de urine op in een urinepotje met rode dop. Vermeld ook op dit potje uw persoonlijke gegevens.

INVULLEN FORMULIER

Noteer op het aanvraagformulier de afnamedatum en tijd.

Controleer uw persoonlijke gegevens en vul eventueel aan.

TRANSPORT EN BEWAARCONDITIES

Verpak het afgenomen kweekmateriaal met inlegvel in de bijbehorende *safety bag*.

Verwijder de afdekstrip van de *safety bag* en sluit deze goed.

Stop de *safety bag* samen met het aanvraagformulier in de blauwe retourenvelop en rits dicht.

Bewaar het materiaal tot transport in de koelkast.

De retourenvelop kunt u via de normale post versturen.

Bij vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Infectiepreventie, 088 624 7808.