



Isala klinieken

**LABORATORIUM VOOR MEDISCHE MICROBIOLOGIE
EN INFECTIEZIEKTEN**

Stilobadstraat 3
8021 AB ZWOLLE
Tel.: (038) 424 31 11
Fax: (038) 424 31 46
www.isala.nl/lmmi
lmmi@isala.nl

Artsen-microbioloog
Dr P. Bloembergen
Dr G.J.H.M. Ruijs
Dr M.J.H.M. Wolfhagen

MOLECULAIRE MICROBIOLOGIE: VIROLOGIE

BSN

naam patiënt

voorletters

geb.datum

M / V

adres

postcode/woonplaats

betalende instantie

polisnummer

poliklin. / klin. afd.

Afnamemateriaal: EDTA-bloed

Datum afname:

Gegevens aanvrager

Tel.:

Klinische gegevens:

Onderzoek		Instructies voor bloedafname	
<input type="checkbox"/>	CMV-DNA kwantitatief (viral load)	Hoeveelheid per onderzoek: 8 ml EDTA -bloed (paarse dop) Afname van bloed: maandag t/m vrijdag. Bewaren bij kamertemperatuur. Het materiaal dient vóór 16.00 uur op het LMMI aanwezig te zijn èn binnen 4 uur na afname. Indien het EDTA-bloed vóór 13.00 uur afgenomen wordt, kan het met de reguliere bodedienst naar het LMMI vervoerd worden. Na 13.00 uur moet vervoer geregeld worden door een speciale bode aan te vragen via het Servicebureau. Tel Servicebureau: 6500	
<input type="checkbox"/>	EBV-DNA kwantitatief (viral load)		
<input type="checkbox"/>	BKV-DNA kwantitatief (viral load)		
<input type="checkbox"/>	HBV-DNA kwantitatief (viral load)		
<input type="checkbox"/>	HBV-DNA subtypering (genotypering)		
<input type="checkbox"/>	HBV-DNA resistentiebepaling		
<input type="checkbox"/>	HCV-RNA kwantitatief (viral load) (voor het vervolgen van een HCV-infectie)		
<input type="checkbox"/>	HCV-RNA subtypering (genotypering) (uit te voeren bij eerste positieve viral load)		
<input type="checkbox"/>	HIV1-RNA kwantitatief (viral load) (voor het vervolgen van een HIV1-infectie)		<input type="checkbox"/> Gelieve 8 ml EDTA -bloed extra t.b.v. HIV-monitoring (spijt-plasma) mee te sturen.
<input type="checkbox"/>	HIV1-RNA resistentiebepaling (genotypering)		
<input type="checkbox"/>	Anders:		